

KellyMed®
科力医疗

输液泵 KL-8081N

中国制泵首创 SINCE 1994



领跑安全输注30年

www.kelly-med.com

领跑安全输注30年


KellyMed®
科力医疗

输液泵 KL-8081N

ISO 9001
ISO 13485
CE

产品特点：

- 1、所有输液泵均支持级联功能，能与床旁输注工作站结合组成床旁输注管理系统
- 2、3.5寸超大全彩液晶屏，方便易用
- 3、每台泵的底部均设计有插槽，可多泵叠加放置，节省空间，满足临床需求
- 4、配置智能大容量锂电池，续航长达10小时，并且电量实时检测
- 5、支持WiFi传输，可无线联网到中央工作站和医院电子信息系统
- 6、可挂可提，灵活转运，并且转运过程中可通过WIFI传输
- 7、独立的多CPU控制：多路独立声光报警，保证安全输注
- 8、支持药物库功能，DERS智能用药保护系统，保证患者用药安全
- 9、具备速度、微量、时间、体重、梯度、序列、首剂量、滴数等八种工作模式，更贴近临床应用
- 10、可外接滴数传感器，实现闭环精准输注
- 11、内置数据存储器，数据存储 ≥ 10000 条，8年以上记忆保存，随时回顾治疗历史



北京科力建元医疗科技有限公司 Beijing KellyMed Co., Ltd.

商务地址：北京市朝阳区十里堡甲3号都会国际6R
生产地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技
产业基地景盛南二街15号1号楼二层
邮编：100025 传真：86-10-65587908
电话：86-10-65582151 65582521 65561137 65561631

客户服务中心：86-10-56370693
24小时销售热线：18201520819 13810326437
24小时售后服务：13911104144 13810539931
Email: sales@kelly-med.com
网址: www.kelly-med.com

经销商：