

一次性使用鼻胃管

一次性使用鼻胃管

Jev&Kev 雅凯医疗 | KellyMed 科力医疗

领跑安全输注30年

产品特点

容易放置


- 能方便地通过鼻腔并安全置入到胃内
- 聚氨酯（TPU）材质配合可灵活易曲的不锈钢导丝，使插管更加顺畅，置管成功率高。聚氨酯（TPU）导管比PVC导管更柔软，韧性更好，导管不易扭结，打折，降低病人在留置期间的痛苦，人体耐受性好。

容易护理

- 导管接头的连接口有不同的颜色标识，容易识别各种管径。
- 导管壁上有不透X光的显影线，X线透视下可见，以确定管道位置。

安全舒适

- 导管具有无毒性、耐胃酸腐蚀的特点，可在体内保留30天。
- 管径的大小和长度可供选择以适应不同的患者，营养管路接口通用性强。



在售信息一览表

产品名称	材 质	型 号		适用人群	规 格	导管外径	长 度	包装规格	产品有效期
一次性使用鼻胃管	聚氨酯（TPU）	A型（无导丝和导丝手柄）	B型（有导丝和导丝手柄）	成人	14F	4.67mm	110cm	10支/盒12盒/箱	3年
				成人	16F	5.33mm	110cm	10支/盒12盒/箱	3年

备注：如需其他规格型号及长度，可定做。

江苏雅凯医疗科技有限公司
Jiangsu JevKev Medtec Co.,Ltd.

地址：江苏省泰州医药高新区药城大道1号G06幢东1/2层
电话：0523-86810030 传真：0523-86810056
网址：www.jevkev.com 邮编：225300

北京科力建元医疗科技有限公司
Beijing KellyMed Co., Ltd.

地址：北京市朝阳区十里堡甲3号都会国际6R
电话：86-10-65582151 65582521 65561137 65561631
传真：86-10-65587908 网址：www.kelly-med.com
邮编：100025



加温肠内营养一站式解决方案

One-stop solution for enteral nutrition

KL-5021A 营养泵(掌中宝)

加温肠内营养的益处

加温肠内营养的优点 —— 减少胃肠道并发症的发生

- 临床研究表明：肠内营养制剂加温可以控制腹泻发生
- 腹泻会导致机体水、电解质、酸碱平衡紊乱、营养素丢失，排便次数增多会导致皮肤破溃

替代手推注射器喂养方式，降低喂养成本


特 点

- 1) 小巧轻便，便于携带；
- 2) 具备可调节流速的反抽和冲洗功能；
- 3) 快速加热功能，患者安全舒适；
- 4) 蠕动式输注，精度更高，精准治疗；
- 5) 具备车载电源，满足各种情况的应用；
- 6) 高防护等级IPX5，适应临床复杂的应用环境；
- 7) 可以实现声光报警；
- 8) 实时显示累计量，易于临床观察；
- 9) 具有无线监护功能，可与输液信息采集系统配合使用。



一次性使用肠内营养泵管

四种不同的连接方式



适用范围

本产品适用于与鼻饲管、胃管、肠营养导管等配合使用，可与营养泵连接，用于向患者肠胃输送营养物质。

适用科室


神外、普外、消化内科、肿瘤中心、康复中心、ICU等

常用规格型号

适配指状挤压式营养泵			适配滚轮式营养泵		
型 号	型 号	包装规格	型 号	型 号	包装规格
针 式	JP2-1-105、 JP2-1-106	100支/箱	针 式	JP2-1-101、 JP2-1-102	100支/箱
袋 式	JP2-2-105、 JP2-2-106	30支/箱	袋 式	JP2-2-101、 JP2-2-102	30支/箱
营养瓶接口式	JP2-3-105、 JP2-3-106	50支/箱	营养瓶接口式	JP2-3-101、 JP2-3-102	50支/箱
营养袋接口式	JP2-3-111、 JP2-3-112	100支/箱	营养袋接口式	JP2-3-107、 JP2-3-108	100支/箱

注：袋式贮液袋体积大小分有：500ml、800ml、1000ml、1200ml、1500ml、2000ml

营养管与营养制剂的匹配



输注肠内营养时，肠内营养泵管和静脉输液器的区别

	雅凯肠内营养泵管	静脉输液器
外 观	采用国际标准的紫色设计, 专管专用	采用白色透明管路设计，用于静脉输液
材 质	不含DEHP，安全	大部分含DEHP，安全性差
管 径	管道粗，设计了用于冲洗用途的冲洗三通	管道细，易堵管，无冲洗三通
型 号	设计了重力型和泵用型	不适应泵
安 全 性	设计了塔座式的末端接口，专为肠内营养设计，不易误接	与肠内营养内置管不匹配，易漏液，易与静脉误接